


cardiolife connect

PORQUE IMPORTA
**APLICACIÓN PARA
SMARTPHONES
SEGUIMIENTO POR GPS
SERVICIO PARA DAE 24/7**



CARDIOPROTECCIÓN

La solución cardiolife connect de Nihon Kohden ofrece un servicio completo de gestión de DEA, que incluye la supervisión completa de los cardiolife AED-3100 y otros DEA conectados. No solo conocerá el estado actual de los DEA, sino también su ubicación exacta (GPS) y si se han utilizado para rescatar a un paciente.

Toda la plataforma puede adaptarse a las necesidades individuales en términos de notificaciones e integración.

VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD 24/7

cardiolife connect se utiliza para la vigilancia de los DEA 24 horas al día, 7 días a la semana. Nihon Kohden proporciona supervisión de los DEA para verificar que los dispositivos están operativos, como la vida útil de los parches desechables o el nivel de la batería.

Puede personalizar si desea recibir alertas para las auto comprobaciones diarias y mensuales, o cuando se produzcan acciones específicas, como cuándo se enciende el DEA o cuándo el DEA sale de un lugar determinado.

cardiolife connect le permite seleccionar diferentes notificaciones.

También puede establecer si desea recibir notificaciones por correo electrónico o SMS sobre estos eventos seleccionados por usted.




Correo electrónico



SMS




Messenger




PANEL DE CONTROL Y APLICACIONES

La tecnología de cardiolife connect consta de un módulo de comunicación y un panel de control accesible a través de Internet que proporciona una visión general de todos los DEA, lo que permite al operador supervisar en todo momento el nivel de servicio y la disponibilidad de todas las unidades desplegadas. También se puede acceder a esta vista única y unificada a través de las aplicaciones CardiLink® para smartphones iOS y Android.



The screenshot displays the CardiLink web interface. On the left is a navigation menu with options like Dashboard, Defibrillator, General Information, Settings, Hardware, Geolocations, Movements, Messages, Self Tests, and Service Tickets. The main content area is divided into several sections: 1. Defibrillator:100015, Model Nr: AED-3100, Owner: Nihon Kohden Corporation, Description: Nihon Kohden Europe GmbH-Entrance Lobby, Active Since: Mon, January 10, 2022 03:52 PM. 2. Communicator: 10000000000015, Connected Since: Mon, January 10, 2022 03:52 PM. 3. Service Tickets: No service tickets created for this device. 4. Address Information: Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany. 5. Availability: 24/7, Public Available. 6. Last Messages: 09/20/2022 23:27:28 - DAILY SelfTest received, 09/19/2022 23:20:29 - DAILY SelfTest received, 09/18/2022 23:18:12 - DAILY SelfTest received. 7. A status bar at the top right indicates 'AED is monitored and ready to be used.' 8. A grid of status cards shows: OK, 95% battery, 90% signal strength, Electrodes Expiration (January 2024), Battery Expiration (January 2024), and No Movements. 9. A map at the bottom right shows the device's location.




La aplicación facilita intuitivamente la visualización de los datos. El registro se realiza de la forma más sencilla posible a través de la aplicación CardiLink® 2.0, disponible tanto para dispositivos Android como iOS.





SEGUIMIENTO POR GPS Y GEOVALLAS

cardiolife connect permite un seguimiento por GPS real. La información exacta sobre la ubicación del DEA se muestra en un mapa digital.



Los detalles de la actividad de movimiento están disponibles en la lista de movimientos. La función de Geovalla activa una alarma si el DEA sale de un radio determinado.



INTERFAZ Y GESTIÓN DE FLOTAS

Gracias a su interfaz, cardioline connect ofrece una integración única capaz de transferir datos a aplicaciones móviles de equipos de primera intervención.


Nuestras capacidades de gestión de flotas conectan las tecnologías, a veces dispares, desplegadas por los fabricantes de dispositivos de salud y seguridad en una plataforma en red, lo que reduce las complicaciones derivadas de los despliegues locales de dispositivos.



COMPATIBILIDAD

Esta solución ofrece compatibilidad total de hardware. El desfibrilador actual cardioline AED-3100 de Nihon Kohden puede equiparse con la solución cardioline connect.

cardioline **AED**
AED-3100





Improving Healthcare with Advanced Technology

Desde su fundación en 1951, la misión de Nihon Kohden ha sido mejorar la calidad de vida con tecnología avanzada. Ofrecemos soluciones para el diagnóstico, los cuidados críticos, la información clínica y el diagnóstico in vitro, y tenemos el compromiso de colaborar con usted para afrontar los retos actuales y futuros de la asistencia sanitaria.

Visite www.nihonkohden.com para obtener más información.

NIHON KOHDEN IBERICA S.L.
C/Toronga 23, Oficina 1, 28043 Madrid, España
Teléfono: +34 91 7161080, Fax: +34 91 3004676
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: info@nkib.es

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Alemania
Teléfono: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: info@nke.de

CardiLink GmbH es el socio tecnológico de la solución cardiolfecconnect de Nihon Kohden.

CardiLink GmbH
Gebhardtstraße 28, 6. OG OST, 90762 Fürth, Alemania
Teléfono: +49 911 733 050 44
Internet: www.cardi-link.com



Este documento puede ser revisado o reemplazado por Nihon Kohden en cualquier momento sin previo aviso.